

Главное — ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ!

Просто эффективен

Clinpro™ Sealant – светоотверждаемый герметик для фиссур и слепых ямок, который имеет низкую наполненность и выделяет фтор. Именно эти два фактора определяют высокую эффективность материала при профилактике кариеса: благодаря высокой текучести материал затекает во все даже самые маленькие и геометрически сложные поднутрения и герметично закрывает их, выделение фтора обеспечивает дополнительную резистентность тканей зуба к кариесу.

Разница, которую видно

Фиссурный герметик Clinpro™ Sealant прост в работе. Материал вносится в зуб напрямую из шприца через тонкий носик-аппликатор. Однако не только это делает работу врача-стоматолога более удобной. В фиссурном герметике Clinpro™ Sealant реализована уникальная технология цветовой индикации: в момент внесения материал имеет розовый цвет, что позволяет доктору точно контролировать его распределение, после засвечивания материал становится белым.

До полимеризации



После полимеризации



Клинический случай Dr. Chris Bryant

Преимущества:

- Визуальный контроль внесения и полимеризации
- Низкая наполненность и отличная текучесть – герметичное закрытие фиссур и слепых ямок
- Выделение фтора
- Простая процедура внесения из шприца

Применение самопротравливающего адгезива Adper™ Prompt™ L-Pop™ делает процедуру герметизации фиссур еще проще

Классический протокол применения фиссурного герметика предполагает предварительное протравливание эмали, что не всегда удобно при работе с детьми.

Фиссурный герметик Clinpro™ Sealant может использоваться с самопротравливающим адгезивом, что значительно сокращает и упрощает всю процедуру.



Вотрите адгезив в область, на которую планируется нанести герметик, в течение 15 секунд. Не пренебрегайте этим правилом, так как недостаточно тщательное или недостаточно продолжительное по времени втирание адгезива может негативно отразиться на адгезии герметика



Подсушите адгезив умеренной струей воздуха до создания тонкой пленки



С помощью насадки-аппликатора медленно внесите фиссурный герметик Clinpro™ Sealant в ямки и фиссуры, обработанные самопротравливающим адгезивом



Засветите герметик и адгезив вместе в течение 20 секунд. В полимеризованном виде Clinpro™ Sealant представляет собой твердую opakую пленку слегка желтоватого оттенка, близкого к цвету натурального зуба

Информация для заказа:

Артикул Описание

Фиссурный герметик Clinpro™ Sealant

12637 1 шприц с герметиком Clinpro™ Sealant (1,2 мл)
10 насадок-аппликаторов для шприца с герметиком

Самопротравливающий адгезив Adper™ Prompt™ L-Pop™

41925 Обычная упаковка Adper™ Prompt™ L-Pop™
40 блистеров Adper™ Prompt™ L-Pop™ (4,8 мл)

41926 Большая упаковка Adper™ Prompt™ L-Pop™
100 блистеров Adper™ Prompt™ L-Pop™ (12 мл)

41928 Экономичная упаковка Adper™ Prompt™ L-Pop™
500 блистеров Adper™ Prompt™ L-Pop™ (60 мл)



3M ESPE

Материалы для стоматологии 3M Россия

Центральный офис и Технологический Центр

121614, Москва, ул. Крылатская, д.17 стр.3
Бизнес-парк «Крылатские Холмы»
Тел.: +7 (495) 784 7474 (многоканальный)
Тел.: +7 (495) 784 7479 (call-центр)
Факс: +7 (495) 784 7475
www.3mespe.ru

Клиентский центр

192029, Россия, Санкт-Петербург
пр. Обуховской обороны, 70
корп. 2, лит. А
Бизнес-Центр «Фидель»
Тел.: +7 (812) 33 66 222
Факс: +7 (812) 33 66 444

Клиентский центр

620142, Екатеринбург
ул. Большакова, д. 70
Бизнес-центр «Корин», 6 эт.
Тел.: +7 (343) 310 14 30
Факс: +7 (343) 310 14 29

3M, ESPE, Adper, Clinpro являются зарегистрированными товарными знаками компании 3M или 3M Deutschland GmbH.
© 3M 2013. Все права защищены.