

ФУТУРАБОНД НР (Futurabond NR)

Инструкция по применению



Разрешен к применению на территории
РФ МЗ МПР № 2009/05713

Футурабонд НР – усиленный наночастицами светоотверждаемый самопротравливающий бонд для получения устойчивого соединения без нарушения краевого прилегания между твердыми тканями зуба и светоотверждаемым пломбирочным материалом. Данный самопротравливающий адгезив состоит из 2 компонентов.

Применение **Футурабонда НР** без отдельного протравливания зубных тканей обеспечивает такие же значения связывания, как и препараты, используемые при тотальном травлении.

Футурабонд НР толерантен к остаточной влаге.

Футурабонд НР универсален и может применяться со всеми светоотверждаемыми композитами, компомерами и Ормокер® ами.

Область применения:

Футурабонд НР применяется со всеми светоотверждаемыми пломбирочными материалами для прямых реставраций при дефектах любых классов.

Применение:

1. Изоляция рабочего поля

Необходимым условием для последующей аппликации светоотверждаемого пломбирочного материала является изоляция рабочего поля. Исключить любые загрязнения полости кровью или слюной.

2. Препарирование

Препарировать полость в соответствии с принципами адгезивной техники пломбирования. Промыть полость водой. Избыточную влагу удалить с помощью слабой воздушной струи. Дентин не пересушивать. Целью является получение слегка влажной поверхности дентина.

Непрепарированную поверхность (напр., пришеечный некариозный дефект) тщательно очистить, обработать края эмали алмазным финиром.

Области в непосредственной близости к пульпе покрыть соответствующей прокладкой на основе гидроксида кальция.

3. Смешивание

Футурабонд НР полимеризуется под действием света, поэтому должен использоваться сразу же после смешивания.

Использование флакона:

Смешать в течение ~ 5 с на специальной пластинке с помощью **Микро Тим** одну каплю жидкости **А** с одной каплей жидкости **В** (для получения самопротравливающего адгезива).

Использование УниДозы:

Отделить **УниДозу** по линии перфорации и повернуть вверх стороной с напечатанным текстом. Взяв блистерную упаковку **УниДозы** между большим и указательным пальцами, нажать для активации на синюю часть блистера с маркировкой «press here». Благодаря этому жидкость **В** попадает в заборную емкость в соотношении 1:1 к жидкости **А**. С помощью гибкой **Сингл Тим** проткнуть фольгу, круговым движением расширить отверстие и путем многократного перемешивания получить однородную смесь жидкостей **А** и **В**.

4. Аппликация Футурабонд НР

Нанести адгезив не слишком тонким слоем на эмаль/дентин и втирать в ткани зуба в течение 20 с.

5. Высушивание

Слой адгезива сушить воздушной струей не менее 5 с.

6. Полимеризация

Полимеризовать синим светом (галогенная или светодиодная лампа) в течение 10 с.

Указания, меры предосторожности:

- До активации блистерную упаковку не сгибать. Если у блистера есть видимые повреждения, напр., складки, загибы, в таком случае его больше использовать нельзя.
 - Не допускать повреждений фольги и этикетки ногтями ни с верхней, ни с нижней стороны.
 - Не использовать для активации никаких инструментов. Активировать только с помощью большого и указательного пальцев, причем большой палец должен располагаться точно на маркировке этикетки, а указательный – с противоположной стороны снизу.
 - Не выполнять активацию и прокалывание с помощью **Сингл Тим** в непосредственной близости от глаз.
 - Не нажимать на обе емкости сразу и не перемещать жидкость между ними туда – обратно.
 - Фенольные субстанции (напр., эвгенолсодержащие временные материалы) нарушают полимеризацию и поэтому не должны контактировать с **Футурабондом НР**.
- Футурабонд НР** содержит органические кислоты, Bis-GMA, НЕМА, ТМРТМА, камферхинон, амины (ДАВЕ), ВНТ, этанол и фториды.
- Не применять при выявленной аллергии на составляющие вещества. Исключить контакт со слизистой оболочкой полости рта. В случае контакта с конъюнктивой промыть глаза большим количеством воды и обратиться к врачу. Дозирующие аппликаторы **Сингл Тим** позволяют выполнять точное и тонкое нанесение материала.

Указания по хранению и применению:

Флаконы с **Футурабонд НР** после применения плотно закрыть. Хранить в вертикальном положении, чтобы обеспечить стекание жидкости во флакон. Хранить при температуре 4 °С – 23 °С.

Перед применением выдержать при комнатной температуре.

Не держать **Футурабонд НР** под прямыми солнечными лучами или операционной лампой.

Форма выпуска:

Жидкости А/В , по 4 мл; принадлежности	Арт. № 1148
УниДоза , 50 шт, принадлежности	Арт. № 1152
УниДоза , 200 шт, принадлежности	Арт. № 1153
Сингл Тим , 100 шт.	Арт. № 2247

Наши препараты разработаны для использования в стоматологии. Поскольку речь идет о применении поставляемых нами препаратов, наши устные и/или письменные указания, а также наша консультация, являются абсолютно честными и ни к чему не обязывающими. Наши указания и/или консультация не избавляют Вас от того, чтобы проверять поставляемые нами препараты на их пригодность к использованию в задуманных целях. Поскольку применение наших препаратов проводится без нашего контроля, ответственность за это ложится исключительно на Вас. Разумеется, мы гарантируем соответствие качества наших материалов действующим нормам, доставку и условия торговли - установленным стандартам.

VOCO GmbH
P.O. Box 767
27457 Cuxhaven
Germany

Phone +49 (4721) 719-0
Fax +49 (4721) 719-140
e-mail: marketing@voco.com
www.voco.com