

RACESTYPTINECORD

Инструкция по применению

Состав:

Нить из полиэфирного волокна и хлопка, пропитанная гексагидратным хлористым алюминием и лидокаином.

Показания:

Ретракция десны перед снятием оттиска.

Противопоказания:

Противопоказано детям в возрасте до 4 лет.

Противопоказано пациентам, у которых имеется аллергия на лидокаин (местные анестетики амидного типа) или на алюминий и соли алюминия.

Способ применения:

Если ретракция десны требуется для нескольких зубов, процедуру выполняют для каждого зуба отдельно.

Вытянуть нить из бутылочки и отрезать кусок нити необходимой длины: размер коронки зуба варьирует от 2 до 6 см, и даже 7 см.

Отрезать кусок нити немного длиннее, чем требуется, чтобы после размещения нити вокруг коронки зуба, концы нити располагались внахлест в целях облегчения извлечения нити.

Поместить нить в десневую бороздку с помощью металлического инструмента с тупым концом, чтобы не повредить эпителиальное прикрепление. Начинать следует с интерпроксимального пространства, так как именно в этом месте бороздка обычно наиболее глубокая, затем производить непрерывные движения по часовой стрелке, пока не будет сделан полный оборот вокруг зуба.

После размещения в десневой бороздке нить оставляют на месте в течение 6-7 минут, но не более 10 минут. Она извлекается непосредственно перед снятием оттиска, за исключением случая использования двухэтапной методики снятия оттиска. Чтобы извлечение нити было более легким и менее болезненным, необходимо слегка ее увлажнить.

Меры предосторожности при использовании:

Огнеопасно

- После снятия оттиска проверить бороздку на наличие возможных повреждений эпителиального прикрепления и наличие в десневой бороздке фрагментов нити, которые как любое инородное тело могут вызвать местное воспаление.

- Нить должна использоваться только на здоровой ткани без повреждений, кровотечений и инфекции.

Хранение:

Хранить в сухом месте, защищенном от света.

Форма выпуска:

- 4 метра тонкой нити (диаметр 0,6 мм) в бутылочке 15 мл с пробкой, в которой имеется нитепроводник.

- 4 метра нити средней толщины (диаметр 0,8 мм) в бутылочке 15 мл с пробкой, в которой имеется нитепроводник.

- 3 метра толстой нити (диаметр 1,7 мм) в бутылочке 15 мл с пробкой, в которой имеется нитепроводник

