





2. Pot či pástrare în frigider sau la temperatura camerei 24 de luni. Controlați pe ambalajul exterior data de valabilitate. Depozitarea în frigider asigură cea mai lungă durată de viață posibilă. Permiteți pastei să ajungă la temperatura camerei înainte de folosire.

3. Nu expuneți pasta la temperaturi ridicate.

Nici o persoană nu este autorizată să ofere informații care se abat de la cele furnizate în prezentele instrucțiuni.

#### Garantie

3M ESPE garantează faptul că acest produs nu are defectiuni în material sau de fabricație.

3M ESPE NU OFERĂ ALTE GARANTII, INCLUSIV GARANȚIE IMPLICITĂ DE COMERCIALIZARE SAU DE UTILIZARE PENTRU UN ANUMIT SCOP. Utilizatorul se face responsabil pentru evaluarea oportunității utilizării produsului în scopul avut în vedere. Dacă se constată că acest produs este defect în perioada de garanție, deșpagubirea exclusivă oferită și singura obligație a 3M ESPE este să repare sau să înlocuiască produsul 3M ESPE.

#### Limitarea responsabilităților

Cu excepția condițiilor prevăzute de lege 3M ESPE nu este responsabilă pentru nici o pierdere sau deteriorare rezultând din utilizarea acestui produs fie ea directă, indirectă, specială, accidentală sau consecutivă, indiferent de circumstanțele invocate, incluzând garanția, contractul, neglijența sau responsabilitatea strictă.

#### SLOVENSKY

#### Všeobecné informácie

RelyX™ Try-In pasta na vyskúšanie vyrábaná firmou 3M ESPE slúži na usmerenie stomatológa pri výbere odtieňa potrebného pri definitívnom cementovaní s RelyX™ Veneer Cement, vyrábaného firmou 3M ESPE. Odtiene pasty RelyX Try-In zodpovedajú najmä konečnému odtieňu vytvrdeného cementu RelyX Veneer Cement. Pasty RelyX Try-In obsahujú polyetylénovú glykolovú živicu, zirkóniovo/silikové plnivo a pigmenty. Pasty RelyX Try-In sú rozpustné vo vode, a preto sú ľahko čistiteľne.

#### Upozornenie pre pacientov a zubný personál

Odporúčame používať ochranné okuliare a rukavice, aby oči a pokožka neboli vystavené pôsobeniu výrobku.

#### Aplikácia

1. Pre prípravu fazety by ste mali vnútorný povrch keramickej fazety určenej na bondovanie mikroskopicky vyleptaf hydrofluoridovým kyselinovým leptadlom. Zubné laboratórium tak obvykle postupuje. Vnútorný povrch kompozitnej fazety by mal byť zdrsnený pieskovaním alebo obrúsaním prúdom vzduchu.

2. Odstráňte zo zuba dočasnú zubnú náhradu, ak existuje. Zub vyčistíte pomocou pemzy, dôkladne opláchnite a jemne vysušte vzduchom.

3. Preverte, či náhrada tvarovo zodpovedá a či pôsobí esteticky, a to tak, že vyskúšajte náhradu v ústach pomocou vody alebo priehľadným odtieňom pasty RelyX Try-In. Ak sú usadenie i estetický dojem prijateľné, prejdite priamo k bondovaniu s použitím priehľadného odtieňa cementu RelyX Veneer Cement.

4. Ak je nutná úprava farby, vyberte si vhodný odtieň pasty RelyX Try-In. Pastu RelyX Try-In naneste priamo na vnútorný povrch fazety. Jemne nasadte fazetu na prípravny zub. Ak nasadzujete viacej fazet, začnite od stredu a fazety nasadzujte postupne smerom k distálnemu úseku. Odtieň pasty RelyX Try-In má také zloženie, aby presne zodpovedal odtieňu vytvrdeného cementu.

Po preverení usadenia a estetického dojmu odstráňte fazety zo zuba a náhrady a dôkladne opláchnite pastu RelyX Try-In vodou a potom vysušte. Fazeta je teraz pripravená na aplikáciu RelyX™ keramickeho primeru a na konečnú väzbu.

#### Skladovanie a trvanlivosť

1. Pasty RelyX Try-In sú navrhnuté tak, aby sa dali používať pri izbovej teplote 21-24 °C (70-75°F).

2. Výrobok možno skladovať v chladničke alebo pri izbovej teplote počas 24 mesiacov. Dátum expirácie je uvedený na vonkajšom obale. Uchovávanie v chladničke zabezpečuje maximálne možnú trvanlivosť výrobku. Pred použitím ponechajte pastu pri izbovej teplote.

3. Nevystavujte pastu nadmerným teplotám.

Žiadna osoba nie je oprávnená podávať informácie odlišné od informácií podaných v tomto návode.

#### Záruka

3M ESPE zaručuje výrobok bez defektov materiálu a výrobných chýb.

3M ESPE NEDÁVA ŽIADNE INÉ ZÁRUKY VRÁTANE AKÝCHKOLVEK NAVRHNUTÝCH ZÁRUK NA PREDAJNOSŤ ALEBO VHODNOSŤ PRE URČITÝ ÚČEL. Spotrebiteľ je zodpovedný za vymedzenie vhodnosti produktu pre použitie. Ak sa objaví poškodenie produktu v rozmedzí záručnej lehoty, jediné riešenie a povinnosť 3M ESPE je produkt 3M ESPE opraviť alebo vymeniť.

#### Vymedzenie zodpovednosti

Pokiaľ zákon neurčí inak, 3M ESPE nie je zodpovedná za akékoľvek straty alebo poškodenia vychádzajúce z tohto produktu, či priame, nepriame, špeciálne, náhodné, alebo následné, bez ohľadu na predkladanú verziu, vrátane záruky, zmluvy, nedbalosti alebo presne vymedzenej zodpovednosti.

#### SLOVENŠČINA

#### Splošno

RelyX™ Try-In paste, proizvedene pri 3M ESPE so v pomoč zobozdravnikom pri izbiri barvnega odtienka za trajno cementiranje z RelyX™ Veneer cementom, proizvedenim pri 3M ESPE. Barva RelyX Try-In paste odgovarja polimerizirani barvi RelyX Veneer cementa. RelyX Try-In paste vsebuje polietilensko glikolno smolo, cirkonijevu/silica polnilo in pigmente. RelyX Try-In paste so vodotopne, kar omogoča lažje čiščenje.

#### Previdnosti

Uporaba zaščitnih rokavic in očal je priporočljiva, ker ščitijo kožo in oči pred negativnimi vplivi proizvoda.

#### Nanašanje

1. Keramično lusko pripravite tako, da njeno notranjo površino jedkatke (mikrojedkanje) s fluorovodikovo kislino. To navadno naredijo že v zobni tehniki. Notranjo površino kompozitnih lusk je potrebno narezkati s peskanjem ali zračno abrazijo.

2. Začasni izdelek, če je prisoten, odstranite z zoba. Zob zatem očistite s plovcem, temeljito sperite in ga rahlo posušite z zrakov.

3. Preverite ujemanje luske in estetiko s pomočjo vode ali translucenčnega odtienka RelyX Try-In paste. Če sta ujemanje in estetika sprejemljiva, takoj nadaljujte s cementiranjem s translucenčno barvo RelyX Veneer cementa.

4. Če je barvo potrebno še dodatno prilagoditi, izberite primeren odtenek RelyX Try-In paste. RelyX Try-In pasto nanosite direktno na notranjo površino luske. Lusko nežno postavite na prepiriran zob. Ko imate več lusk, začnite pri sredinski in nadaljujte simetrično navzdol. Barva RelyX Try-In paste je narejena tako, da se natančno ujema z barvo polimeriziranega cementa.

Ko ste preverili ujemanje in barvo, luske odstranite in temeljito z vodo sperite vso RelyX Try-In pasto z zoba in restavracije in zatem posušite. Luska je sedaj pripravljena za nanašanje RelyX™ keramičnega primerja in končno lepjenje.

#### Shranjevanje in uporaba

1. RelyX Try-In paste so primerne za uporabo pri sobni temperaturi od 21-24°C ali 70-75°F.

2. Rok uporabe pri shranjevanju v hladilniku ali pri sobni temperaturi je 24 mesecev. Rok uporabe je označen na zunanem pakiranju. Shranjevanje v hladilniku omogoča najdaljši možen rok uporabe. Pred uporabo pasto segrejte na sobno temperaturo.

3. Paste ne izpostavljajte visokim temperaturam.

Nobena oseba nima pooblastila za posredovanje kakršnihkoli informacij, ki odstopajo od informacij v tem navodilu.

#### Garancija

Podjetje 3M ESPE jamči, da izdelek nima napak v materialu in izdelavi. 3M ESPE NE DAJE NOBENIH DRUGIH JAMSTEV, VKLJUČNO Z NAZNAČENIMI JAMSTVI ALI JAMSTVI ZA PRODAJO ALI PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN. Uporabnik mora sam presoditi, ali je proizvod primeren za določeno uporabo. Če se ta izdelek pokvari v garancijskem obdobju, bo vaša izključna odškodnina in obveznost družbe 3M ESPE, da popravi ali zamenja svoj izdelek.

#### Omejitev odgovornosti

Če to ni prepovedano z zakonom, družba 3M ESPE ne bo odgovorna za kakršnokoli izgubo ali škodo, izhajajočo iz tega izdelka, ne glede na to, ali je posredna, neposredna, posebna, naključna ali posledična, ne glede na pravno podlago zahtevka, vključno z garancijo, pogodbo, malomarnostjo ali striktno odgovornostjo.

#### ČESKY

#### Všeobecné informace

RelyX™ Try-In pasty, vyrobené 3M ESPE, se používají při výběru vhodného odstínu RelyX™ Veneer cementu, vyrobeného 3M ESPE, pro konečné cementování. Odstíny RelyX Try-In past přesně odpovídají odstínu ztuhlého RelyX Veneer cementu. RelyX Try-In pasta obsahuje polyethylen-glykolovou pryskyřici, jako plnivo oxid zirkoničitý a oxid křemičitý a barviva. RelyX Try-In pasty jsou rozpustné ve vodě, aby se daly snadno odstranit.

#### Bezpečnostní opatření

Na ochranu proti působení tohoto výrobku na oči a kůži se doporučuje používat ochranné brýle a rukavice.

#### Použití

1. Vnitřní povrch keramické fazety se musí připravit naleptáním kyselino fluorovodíkovou. To se obvykle provádí ve stomatologické laboratoři. Vnitřní povrch kompozitní části fazety se musí zdrsnit pískováním nebo vzduchovou abrazí.

2. Pokud je na zubu dočasná náhrada, odstráňte ji. Zub vyčistíte pemzou, důkladně opláchněte a lehce vysušte vzduchem.

3. Přesnost a estetiku náhrady zkontrolujte tak, že fazetu potřete vodou nebo průhlednou RelyX Try-In pastou. Pokud vyhovují, přikročte podle postupu přímo k bondování s pomocí průhledného odstínu RelyX Veneer Cementu.

4. Pokud je nutné přizpůsobit barvu, vyberte vhodný odstín RelyX Try-In pasty. Naneste ji přímo na vnitřní povrch fazety. Fazetu jemně dosadte na preparovaný zub. V případě více fazet začněte od středu a fazety postupně usazujte směrem laterálně. Odstín RelyX Try-In pasty přesně odpovídá odstínu ztuhlého RelyX Veneer cementu.

Jakmile ověříte přesnost a estetiku, odstráňte fazety, vodním rozprašovačem důkladně opláchněte pastu ze zubu i z náhrady a potom obojí vysušte. Nyní je fazeta připravena na aplikaci RelyX™ keramického primeru a konečné lepení.

#### Skladování a použití

1. RelyX Try-In pasty jsou určeny k použití při pokojové teplotě 21 – 24°C nebo 70 – 75°F.

2. Skladovatelnost v lednici nebo při pokojové teplotě je 24 měsíců. Na vnější obalu je uvedeno datum expirace. Uložení v lednici zaručuje nejdéle skladovatelnost. Před použitím nechte pastu dosáhnout pokojové teploty.

3. Nevystavujte pastu vlivu vyšších teplot.

Nikdo není oprávněn podávat žádné informace lišící od těch, které jsou uvedeny v tomto návodu k použití.

#### Záruka

3M ESPE zaručuje, že tento výrobek nemá materiálové ani výrobní vady.

3M ESPE NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY VČETNĚ IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY VYSTAVENÉ ZA ÚČELEM PRODEJNOSTI ČI VHODNOSTI KE ZVLÁŠTNÍMU ÚČELU. Uživateli odpovídá za určení vhodnosti aplikace a použití tohoto produktu. Pokud se u tohoto výrobku během záruční doby objeví závada, je nárok na opravu nebo výměnu tohoto výrobku 3M ESPE. Vaším výlučným právem a výlučnou povinností firmy 3M ESPE.

#### Vymezení odpovědnosti

Kromě případů stanovených zákonem nebude firma 3M ESPE odpovědná za jakoukoli ztrátu či poškození tohoto produktu, ať již přímou, nepřímou, zvláštní, náhodnou či následnou, bez ohledu na doložené tvrzení, včetně záruky, smlouvy, nedbalosti či přímé odpovědnosti.

#### TÜRKÇE

#### Genel Bilgi

3M ESPE tarafından üretilen RelyX™ Deneme Patları, 3M ESPE tarafından üretilen RelyX™ Veneer Siman ile yapılan final simantasyonda hekimlere renk seçmelerinde yardımcı olur. RelyX Deneme patının renk tonları RelyX Veneer simanın polimerize edilikten sonraki renk tonlarına uyumludur. RelyX Deneme Pati polietilen glikol reçine, bir zirkonia silika doldurucu ve pigmentler içerir. RelyX Deneme Patları suda çözülebilirliği için temizlemesi kolaydır.

#### Önlemler

Gözlerin ve cildin ürüne temasını önlemek için göz koruyucusu ve eldiven kullanılması tavsiye edilir.

#### Uygulama:

1. Veneri hazırlamak için, seramik vengerin iç yüzeyine hidroflorik asit uygulayınız. Bu işlem genellikle dental laboratuvarıda yapılır. Kompozit vengerin iç yüzeyinin kumlama veya hava abrazyon uygulamasını ile pürüzlendirilmeleri gerekir.

2. Varsa geçici restorasyonu çıkarınız. Dişi pomza ile temizleyip, iyice suyla yıkadıktan sonra, havayla hafifçe kurutunuz.

3. Vengerin uyumunu ve estetiğini su veya Translucent (şeffaf) renkli RelyX deneme pati ile kontrol ediniz. Eğer uyumu ve estetiği iyiyse hemen şeffaf renkli RelyX siman kullanılarak yapıştırma işlemine geçiniz.

4. Renk uyumlaması gerekli ise RelyX deneme patının uygun olan renk tonunu seçiniz. RelyX deneme patını direkt olarak vengerin iç yüzeyine uygulayın. Veneri prepare edilsin diğün üzerine yavaşça yerleştirin. Birden fazla venger uygulaması olan vakalarda en ortadan başlayın ve vengerleri arkaya doğru giderek uygulayın. RelyX deneme patının rengi, daimi simanın polimerize edilikten sonra alacağı renge göre formüle edilmiştir.

Restorasyon uyumu ve estetiği istediğiniz gibi ise vengerleri çıkarın ve RelyX Deneme Patını diğten ve restorasyondan su spreji ile iyice yıkayarak temizleyin, ve sonra kurulayın. Bu aşamada, venger RelyX™ Ceramic Primer uygulanması ve son yapıştırma için hazırdir.

#### Saklama ve Kullanım

1. RelyX Deneme Patları 21-24°C veya 70-75°F oda sıcaklığında kullanılmak üzere üretilmiştir.

2. Buzdolabında veya oda sıcaklığında saklama süresi 24 aydır. Son kullanma tarihi için paketin üzerine bakınız. Buzdolabında saklanması ürünün raf ömrüne kadar bozulmamasını garanti eder. Kullanmadan önce patın oda sıcaklığında gelmesini bekleyin.

3. Pati yüksek sıcaklığa maruz bırakmayınız.

Hiç kimse bu sayfada verilenlerden daha farklı herhangi bir bilgi vermeye yetkili değildir.

#### Garanti

3M ESPE, ürünün üretim sürecinden ve kullanılan malzemelerden kaynaklanan kusurları olmađını garanti eder.

3M ESPE DOLAYLI YA DA, SOMUT AMACA YÖNELİK SATIŞ VEYA KULLANILIRLIK KONUSUNDA BAŞKA GARANTİLER ÜSTLENMEZ. Tüketici kullanımına mahsus ürünün uygunluđunun belirlenmesinde sorumluluk tüketiciye aittir. Ürünün garanti süresinde kusurlu olduđu görüldüirse 3M ESPE'nin yükümlülüđü 3M ESPE ürününün tamir etmek veya deđiştirilmekten ibaret olacaktır.

#### Sınırlı Sorumluluk

Kanunda özel olarak belirtilmiş haller dışında 3M ESPE, zararın dolaysız, dolaylı, özel, rasgele veya alışılmış olmasına bakılmaksızın, garanti, sözleşme, diğkatsizlik veya siki sorumluluk içeren kullanılan kuramsal gerekeğe bakılmaksızın işbu ürünün kullanımı sonucunda ortaya çıkan herhangi bir kayıp veya zarardan sorumlu olmayacaktır.

#### EESTI

#### Üldinformatsioon

3M ESPE poolt toodetud RelyX™ proovipastad on ette nähtud juhendamaks arsti õige tsemenditööni valikult, kui ta kasutab lõplikuks tsemendierimiseks 3M ESPE RelyX™ laminaaditsemendi. RelyX proovipasta värvitööni vastavalt täpselt RelyX laminaaditsemendi lõplikule, valguskõvastatud värvitööni. RelyX proovipasta sisaldab polüetüleeniglikoolvaiku, tsirkoonium/ränidoksiidi täiteainet ja pigmente. RelyX proovipastad on vees lahustuvad ja neid on kerge laminaadi eemaldada.

#### Ettevatusabinõud

Soovitav on kaitseprillide ja -kinnaste kasutamine, et vältida materjali sattumist nahale ja silma.

#### Aplikatsioon

1. Laminaadi ettevalmistamisel tuleb keraamilise laminaadi sisepinda mikroõõvitada vesinikfluoriidhappega. Harilikult teeb seda hambaravilaboratoorium. Komposiitlaminaadi sisepinda tuleb karestada liivaprütsi või õhkabrasiooniga.

2. Kui hambal on ajutine restoratsioon, eemalda see. Puhasta hammas pimsi ja vee seguga, lõputaepõhjalikult ja kuivata kergelt õhuspreiga.

3. Kontrolli restoratsiooni istuvust ja välimust, paigaldades laminaadi kas veega või RelyX proovipasta pooläbipaistva variantiga. Kui istuvus ja välimus on vastuvõetavad, jätkä kinnitsusprotseduuriga, kasutades RelyX laminaaditsemendi pooläbipaistvat tooni.

4. Kui laminaadi värvi on vaja muuta, siis vali RelyX proovipasta vastav toonivarjund. Aplitseeri RelyX proovipasta otse laminaadi sisepinnale. Aseta laminaat õrnalt prepreeritud hambale. Kui paigaldatakse korraga mitu laminaati, alustada keskjoonelt ja paigaldada laminaadid järjest suunaga eespoolt tahapoole. RelyX proovipasta toonivarjund on välja töötatud täpselt vastama vastava tsemendi värvusele pärast valguskõvastumist.

Kui laminaadi istuvus ja esteetilisus on kindlaks tehtud, eemalda laminaadid ja loputa RelyX proovipasta veespreiga korralikult maha nii hambalt kui ka restoratsioonilt, seejärel kuivata. Laminaat on nüüd valmis RelyX™ keraamika praimeril aplitseerimiseks ja lõplikuks kinnitamiseks.

#### Säilitamine ja kasutamine

1. RelyX proovipastad on mõeldud kasutamiseks toatemperatuuril 21-24°C ehk 70-75°F.

2. Säilivusaeg külmkapis või toatemperatuuril on 24 kuud. Säilivusaeg on märgitud välispakendile. Hoidmine külmkapis soodustab pikemat võimalikku säilivusaega. Lasta pastal enne kasutamist soojeneda toatemperatuurini.

3. Ärä hoia pastat kõrgel temperatuuril kääs.

Kellelgi ei ole volitusi anda teistsugust informatsiooni kui see, mis on esitatud käesolevas juhendis.

#### Garantii

3M ESPE garanteerib materjali- ja tootmisvigade puudumise selle toote juures.

3M ESPE EI ANNA MUID GARANTIIISID, SEALHULGAS GARANTII TURUSTATAVUSE EELDUSE VÕI KONKREETSEKS EESMÄRGIKS KASUTAMISE SOBIIVUSE OSAS. Toote sobivuse määratlemise eest kasutamiseks konkreetsel eesmärgil vastutab kasutaja. Kui see toode osutub garantiiperioodi jooksul defektseks, on teil täielik õigus ja 3M ESPE'l kohustus 3M ESPE toode parandada või uuega asendada.

#### Piiratud vastutus

Välja arvatud seaduses kehtestatud juhtudel, ei vastuta 3M ESPE ükskõik millise käesolevast tootest tulenevud otsese, kaudse, erakordse või juhusliku kahju eest põhjendustele vaatamata, sealhulgas garantii, leping, hooletus või absoluutne vastutus.

#### LATVIEŠU

#### Vispārējā Informācija

3M ESPE izgatavotās RelyX™ pielaiķošanas pastas ir paredzētas, lai palīdzētu zobārstam nokrāsā izvēlē, kas ir nepieciešama nobeiguma cementēšanai ar 3M ESPE izgatavoto RelyX™ Veneer cementu. RelyX pielaiķošanas pastas nokrāsas ir precīzi ielāgotas pastāvīgai sacietējošai RelyX veneira cementa nobeiguma nokrāsai. RelyX pielaiķošanas pasta sastāv no polietilēna glikola sveķiem, cirkonija/silīcija piedāvājuma un pigmentiem. RelyX pielaiķošanas pastas ir ūdenī šķīstošas, viegli notīrāmas.

#### Bridinājums

Rekomēdē izmantot aizsargbrilles un aizsargcimdus, lai novērstu acu un ādas saskari ar materiālu.

#### Lietošana

1. Lai sagatavotu veneiru, keramikas veneira virsmas iekšējās saites virsmu mikrokodina ar fluorēdnāzākskābes kodinātāju. Parasti šo izdara zobu tehniķi laboratorijā. Kompozīta veneira iekšējo virsmu nostrādā raupiju ar smilšstrūkās vai gaisa strūkās abraziju.

2. Ja ir pagaidu restaurācija, to noņem no zoba. Zobu notīra ar pumeku, pamatīgi noskalo no viegli žāvē gaisā.

3. Restaurācijas piegulēšanu un estētiku pārbauda, pielaiķojot veneiru ar ūdeni vai RelyX pielaiķošanas pastas caurspīdīgo nokrāsā. Ja piegulēšana un estētika ir pieņemama, turpiniet ar saites procedūru, lietojot RelyX veneira cementa caurspīdīgo nokrāsā.

4. Jā krāsu ir nepieciešams pielāgot, izmeklējiet piemēroto RelyX pielaiķošanas pastas nokrāsā. Veneira iekšējo virsmu tieši pārkļā ar RelyX pielaiķošanas pastu. Veneiru viegli pielāgo preperētām zobam. Ja ir vairāki veneiri, sākot no viduslīnijas, veneirus secīgi pielāgo no centra uz malām. RelyX pielaiķošanas pastas nokrāsā ir formulēta, lai precīzi pielāgotas atbilstoši sacietējošai cementa nokrāsai.

Tiklīdz piegulēšana un estētika ir piemērota, veneirus un pamatīgi noskalojiet RelyX pielaiķošanas pastu no zoba un restaurācijas ar ūdens smidzinātāju un tad žāvējat. Veneirs ir tagad sagatavots pārkļāšanai ar RelyX™ keramikas praimeru un pastāvīgai saitei.

#### Uzglabāšana un lietošana

1. RelyX pielaiķošanas pasta ir paredzēta lietošanai istabas temperatūrā, t.i. 21-24 °C vai 70-75 °F.

2. Glabāšanas laiks ledusskapī vai istabas temperatūrā ir 24 mēneši. Derīguma termiņš norādīts uz ārējā iepakojuma. Uzglabāšana ledusskapī nodrošina iespējami ilgu derīguma termiņu. Atļaujiet pastam sasniegt istabas temperatūru pirms lietošanas.

3. Aizsargājiet pastu no augstām temperatūrām.

Nevienai personai nav atļauts sniegt jebkādu informāciju, kas atšķiras no šajā instrukcijā sniegtās informācijas.

#### Garantija

3M ESPE garantē, ka šim produktam nebūs ne ražošanas, ne materiāla defekti.

3M ESPE NEDOD NEKĀDAS CITAS GARANTIJAS, TAJĀ SKAITĀ GARANTIJAS ATTĪCĪBĀ UZ PĪEDOMĀJAMO ŠĪS PRECES PIEPRAŠĪJUMU TIRGŪ VAI NODERĪBU KĀDAM ĪPAŠAM NOLŪKAM. Lietotājs pats ir atbildīgs par šī produkta atbilstību viņam nepieciešamajam pielietojumam. Ja šim produktam garantijas perģoda laikā atklāsies defekti, jums ir tiesības pieprasīt, lai 3M ESPE salabo savu produktu vai nomaina to pret jaunu.

#### Atbildības ierobežojumi

Izņemot likumā paredzētos gadījumus, 3M ESPE nenes atbildību par šī produkta izraisītajiem zaudējumiem vai bojājumiem – ne tiesiem, ne netiesiem, ne īpašiem, ne gadījuma rakstura, ne likumsakarīgiem, neatkarīgi no izvirzītajiem prasībām un teorijām, ieskaitot garantijas, lģigumu, pienākumu nepildģšanu vai striktu atbildību.

#### LIETUVIŠKAI

#### Bendra Informacija

RelyX™ Try-In bandomosios pastos, pagamintos 3M ESPE, yra skirtingas atspalvio patikrinimui, prieš galutinai apsisprendžiant, kuris atspalvis bus išrinktas galutiniam venyro cementavimui RelyX™ Veneer cementu. RelyX Try-In bandomosios pastos atspalviai tiksliai atitinka polimerizuoto RelyX cemento venyrams atspalvį. RelyX Try-In pastos sudėtyje yra polietilenglikolio derva, cirkonio/silicio oksidų

užpildas ir pigmentai. RelyX Try-In bandomoji pasta yra tirpi vandenyje, todėl ją lengva nuvalyti.

#### Saugaus darbo rekomendacijos

Norint apsaugoti nuo galimo akių bei odos kontakto su gaminiu,