

NL

Gebruiksaanwijzing

Calcimol is een zelfhardende, radiopake calciumhydroxide pasta.

Toepassingsgebied:

Calcimol is geschikt als indirecte pulpa-overkapping en als onderlaag onder dentale vulmaterialen.

Gebruik:

Op een mengblokje of glasplaat een gelijke hoeveelheid **Calcimol** basis en katalysator gedurende 10 s mengen (mengverhouding 1,2 : 1 g/g) tot een homogene consistentie en gelijkmatige kleur ontstaat. Niet te lang mengen! Het gemengde **Calcimol** snel in de kaviteit aanbrengen. **Calcimol** bij kamertemperatuur verwerken (15°C - 23°C). Bij kamertemperatuur is **Calcimol** ongeveer 2 minuten verwerkbaar en wordt in de mond in 2 - 4 minuten hard. Hogere temperaturen en vochtigheid versnellen de hardingstijd en verkorten de verwerkingstijd, hierdoor volgt in de mond een snelle uitharding.

Aanwijzingen:

Calcimol bevat calciumhydroxide, Salicylaat, Calciumwolframat, N-ethyltoluol-sulfonamide bij overgevoeligheid of allergie voor deze componenten **Calcimol** niet gebruiken. Voor het aanbrengen van de vulling moet **Calcimol** uitgehard zijn om een stabiele onderlaag te krijgen voor het vulen. **Calcimol** niet als tijdelijk vulmateriaal gebruiken of als enige kauwkrachtdragende onderlaag. Na het verlopen van de houdbaarheidsdatum niet meer gebruiken. Bij lage temperaturen wordt de katalysator hard. Voor het gebruik op kamertemperatuur brengen, eventueel kortstondig op ong. 40°C verwarmen.

Calcimol werkt sterk alkalisch. Contact met de ogen (slijmvliezen) absoluut vermijden. Voorkom contact met etsmiddelen (oplosbaarheid).

Opslag:

Calcimol bij kamertemperatuur (15°C – 23°C) opslaan. Tubes na gebruik goed sluiten. Zonder de dopjes te verwiselen. Vochtigheidsinvloed vermijden.

De tandheelkundige preparaten van onze preparatenfabriek

Onze preparaten worden ontwikkeld voor gebruik in de tandheelkunde. Voor het gebruik van door ons geleverde preparaten geldt dat onze mondelinge en/of schriftelijke aanwijzingen naar beste weten worden gegeven, maar dat deze niet bindend zijn. Onze aanwijzingen en/of adviezen ontslaan u niet van de plicht de door ons geleverde preparaten op hun geschiktheid voor het beoogde doel te keuren. Aangezien het gebruik van onze preparaten gebeurt buiten onze controle is deze uitsluitend voor uw eigen verantwoording. Uiteraard garanderen wij de kwaliteit van onze preparaten in overeenstemming met de bestaande normen als ook in overeenstemming met de voorwaarden als vastgelegd in onze algemene leverings- en verkoopsvoorwaarden.

DK

Brugsanvisning

Calcimol er en selvhærdende calciumhydroxidpasta med røntgenkontrast.

Anvendelsesområder:

Calcimol anvendes til indirekte pulpaoverkapninger og som underfyldning under dentale fyldningsmaterialer.

Anvendelse:

På en blandeblok eller en glasplade blandes basis- og katalysatorpasta (blandingsforhold 1,2 : 1 g/g) i ca. 10 s indtil materialet har en homogen konsistens og farve. Bland ikke for længe! Det opblandede **Calcimol** appliceres så hurtigt som muligt i kaviteten. **Calcimol** forarbejdes ved stuetemperatur (15°C - 23°C). Ved stuetemperatur kan **Calcimol** forarbejdes i ca. 2 min; det afbinder i munden i løbet af 2 - 4 min. En højere temperatur og luftfugtighed fremskynder afbindingen og reducerer forarbejdningstiden; på denne måde hærdes materialet hurtigere i munden.

Særlige advarsler og forsigtighedsregler:

Calcimol indeholder calciumhydroxid, salicylat, calciumwolframat og N-ethyltoluolsulfonamid; produktet må ikke anvendes ved personer, der er allergiske eller overfølsomme over for disse stoffer. Inden fyldningen lægges, bør man afvente afbindingen, så underfyldningen ikke deformeres under kondenseringen. **Calcimol** bør hverken anvendes som provisorisk fyldning eller som eneste underfyldning, der udsættes for tyggebelastninger. Bør ikke anvendes efter udløbsdatoen. Ved lave temperaturer bliver katalysatoren hårdere, hvorfor materialet skal have stuetemperatur; evt. opvarmes det et øjeblik til ca. 40°C. **Calcimol** opfører sig stærkt alkalisk, derfor bør enhver kontakt med øjne (slimhinder) absolut undgås. Undgå ligeledes kontakt med lægemidler (opløselighed).

Opbevaring:

Calcimol opbevares ved normal stuetemperatur (15°C - 23°C). Tuberne lukkes tæt efter brug; vær påpasselig med ikke at bytte om på lågene. Undgå fugtpåvirkninger.

De tandheelkundige preparater af vores fabrik

Vore præparater udvikles til brug inden for dentalområdet. Vores mundtlige henholdsvis skriftlige anvisninger og rådgivning om brug af vore præparater er afgivet uforbindende og i overensstemmelse med vores bedste viden. De bør imidlertid under alle omstændigheder selv forvise Dem om, at præparatet er egnet til det påtænkte formål. Eftersom anvendelsen af vore præparater ikke er underlagt vor kontrol, er denne udelukkende på Deres eget ansvar. Vi garanterer naturligvis for, at kvaliteten af vore præparater opfylder eksisterende normer samt de standarder, som er fastlagt i vore generelle salgs- og leveringsbetingelser.

FI

Käyttöohjeet

Calcimol on itsestään kovettuva röntgenopaakki kalsiumhydroksidipasta.

Käyttöalueet:

Calcimol on tarkoitettu epäsuoraan pulpan kattamiseen ja eristeeksi täytemateriaalien alle.

Käyttötapa:

Sekoita keskenään yhtä suuri määrä **Calcimol** base ja katalyst tahnaa (sekoitusuhde 1.2 : 1 w/w) sekoituslehtiöllä tai lasilevyllä noin 10 s. ajan, kunnes saavutetaan homogeeninen konsistenssi ja tasainen väri. Älä sekoita liian kauan aikaa! **Calcimol**in sekoitetuasi vie se kaviteettiin niin pian kuin mahdollista. Käytä **Calcimol**ia huoneen lämpötilassa (15°C - 23°C). Huoneen lämpötilassa **Calcimol** säilyy työstettävänä noin 2 minuutin ajan ja kovettuu suussa 2 - 4 minuutin kuluessa. Korkeammat lämpötilat ja kosteus nopeuttavat kovettumisaikaa ja lyhentävät työskentelyaikaa tähdäten **Calcimol**in nopeampaan kovettumiseen potilaan suussa.

Lisätoimenpiteet/Varotoimenpiteet:

Calcimol sisältää kalsiumhydroksidia, salisylaattia, kalsiumwolframaattia, N-etyyli Toluul-sulfonamidia. Älä käytä materiaalia potilaille, joille on todettu allergiaa kyseisille ainesosille. Anna materiaalin kovettua täysin ennen täyteaineen lisäystä, jotta saavutetaan riittävä stabiiliuus täytteelle. Älä käytä **Calcimol**ia väliaikaisena täytteenä tai ainoastaan alustäytteenä kantaen purentavoimia. Catalyst kovettuu matalammissa lämpöiloissa. Anna materiaalin saavuttaa huoneen lämpötila ennen sen applikointia ja tarpeen vaatiessa lämmitä materiaalia lyhyen aikaa 40°C asteiseksi. **Calcimol**illa on vahva alkaalinen vaikutus eli ehdottomasti vältä kontaktia silmiin (limakalvoille). Vältä kontaktia etsausaineisiin (liukenevuus).

Säilytys:

Säilytä **Calcimol** huoneen lämpötilassa (15°C - 23°C). Sulje tuubien korkit huolellisesti käytön jälkeen. Varmista, että värikoodatut korkit vastaavat tuubien väriä. Vältä kosteutta.

Våre produkter er utviklet for bruk i dentalbransjen

Tuotteemme on kehitetty hammaslääkintäkäyttöön. Toimitamiemme tuotteidenkäyttöä koskevat suulliset ja/tai kirjalliset tiedot ovat käytössämme olleiden parhaiden tietojemme mukaisia ja ne eivät ole velvoittavia. Antamamme tiedot tai neuvot eivät vapauta käyttäjää arvioimasta toimittamiemme tuotteiden soveltuvuutta aiottuun käyttöön. Koska emme voi valvoa toimittamiemme tuotteiden käyttöä, käyttäjä on itse täysin vastuussa niiden käytöstä. Takaamme luonnollisesti valmisteidemme voimassa olevien standardien mukaisen laadun ja myyntiä sekä jakelua koskevien yleisten sopimusehtojen mukaisuuden.

NO

Bruksanvisning

Calcimol er en selvherdende, røntgenopak kalsiumhydroksydpasta.

Indikasjoner:

Calcimol anvendes til indirekte pulpabeskyttelse og som underforing for dentale fyllingsmaterialer.

Bruksmåte:

Det appliseres like mengder **Calcimol** base- og katalysatorpasta på en blandeblokk eller glassplate. (blanderforhold 1,2 : 1 g/g) og blandes homogent i ca. 10 s til den får en jevn farge. Ikke bland for lenge!! Den ferdige blandingen bør appliseres i kaviteten så fort som mulig.

Calcimol bearbeides ved romtemperatur (15°C - 23°C). Ved romtemperatur kan **Calcimol** bearbeides i ca. 2 min og herder i munnen på 2 - 4 min. Høyere temperaturer og luftfuktighet forkorter arbeidstiden slik at herdingen i munnen skjer raskere.

De tandheelkundige preparater av vår fabrikk

Tips/forsiktighetsregler:

Calcimol inneholder kalsiumhydroksyd, salisylat, kalsiumwolframat, n-etyltoluensulfamid og bør ikke anvendes hos pasienter med allergier mot disse ingrediensene. For å unngå deformasjon pga. trykk, vent med legging av fylling til **Calcimol** er herdet. **Calcimol** bør ikke anvendes som provisorisk fylling eller alene som okklusjonsbærende foring. Skal ikke brukes etter holdbarhetsdato. Katalysatoren blir fastere ved lave temperaturer. La materialet nå romtemperatur før applikasjon, om nødvendig ved kort å varme det opp inntil 40°C. **Calcimol** virker sterkt alkalisk, unnå kontakt med øyne (slimhinner). Unngå kontakt med etsemidler (pga løsligheten).

Lagring:

Calcimol bør lagres ved romtemperatur (15°C - 23°C). Tubene bør lukkes godt etter bruk; korkene må ikke forbyttes! Unngå fuktighet.

Våre produkter er utviklet for bruk i dentalbransjen

Våre produkter er utviklet for bruk i dentalbransjen. Når det gjelder våre produkter er våre muntlige eller skriftlige informasjoner gitt etter beste viten og uten forpliktelse. Vår informasjon og våre anbefalinger fritar deg ikke for ansvaret for at produktet brukes til det produktet er ment for. Siden bruk av våre produkter skjer uten vår kontroll er den fullstendig på eget ansvar. Selvfølgelig garanterer vi for kvaliteten på våre produkter som følger internasjonale standarder og de betingelser som er stipulert i våre generelle salgs- og leveringsbetingelser.

SE

Bruksanvisning

Calcimol är en självhårdande kalciumhydroxidpasta med röntgenkontrast.

Användningsområden:

Calcimol används för indirekt pulpaisolering och som isolering under fyllningsmaterial.

Användningsteknik:

På ett blandningsblock eller en glasplatta blandas lika långa strängar av **Calcimol** bas och **Calcimol** katalysator (blandningsförhållande 1,2 : 1 g/g) under ca 10 s, tills materialet har homogen konsistens och jämn färg. Blanda inte för länge! Den blandade **Calcimol**-pastan införs omedelbart i kaviteten. **Calcimol** bearbetas vid rumstemperatur (15°C - 23°C). Vid rumstemperatur är **Calcimol** bearbetbar under omkring 2 min och pastan härdar i munnen på 2 - 4 min. Högre temperatur och högre luftfuktighet gör att härningen sker snabbare, varför härningen i munnen sker snabbt.

Tips/försiktighetsåtgärder:

Calcimol innehåller kalciumhydroxid, salicylat, kalciumwolframat, N-etyl-toluensulfamid. Vid känd överkänslighet mot någon av komponenterna skall medlet inte användas. Innan fyllningen appliceras måste medlet få härda klart, annars kan trycket under stopparen göra att isoleringsskiktet deformeras. **Calcimol** används inte som provisorisk fyllning eller ensam tuggkraftsupptagande isolering. Medlet skall inte användas efter utgångsdatum. Vid låga temperaturer stelnar katalysatorn och måste värmas till rumstemperatur före användning; en kort stund vid 40°C kan tillämpas. **Calcimol** är starkt alkaliskt, undvik all kontakt med ögonen (siemhinnor). **Calcimol** bör inte komma i kontakt med etsmedel (löslighet).

De tandheelkundige preparater av vår fabrikk

Lagring: **Calcimol** förvaras vid normal rumstemperatur (15°C - 23°C). Tuberna skall förslutas väl efter användning. Tubhattarna får inte förväxlas! Undvik kontakt med fukt.

De tandheelkundige preparater av vår fabrikk

Våra beredningar är utvecklade för dentalområdet. Den information vi lämnat avspeglar vår kunskap i dagsläget om användning av produkten, men innebär ingen garanti från vår sida. Våra muntliga eller skriftliga upplysningar och/eller råd befriar inte användaren från skyldigheten att själv bedöma huruvida produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. Eftersom vi inte kan styra hur produkten används faller hela ansvaret på användaren i det enskilda fallet. Vi garanterar naturligtvis att vår produkt uppfyller kraven i tillämpliga standarder och motsvarar de villkor som anges i våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

De tandheelkundige preparater av vår fabrikk

Last revised: 03/2010

VOCO GmbH
P.O. Box 767
27457 Cuxhaven
Germany
Phone +49 (4721) 719-0
Fax +49 (4721) 719-140
e-mail: marketing@voco.com
www.voco.com

VC 60 AA1097 E1 0310 99 © by VOCO

