

**orthoprint**<sup>®</sup>

**ORTHODONTIC APPEAL**



**Clinical**  
Orthodontic Alginate

**Zhermack**<sup>®</sup>  
CLINICAL

# orthoprint

Первый сверхбыстрый альгинат для орто

## КЛИНИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Беспыльный сверхбыстрый альгинат, используемый в следующих клинических случаях:

- оттиски в ортодонтии
- диагностические модели
- антагонисты в съемном и несъемном протезах

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Альгинат повышенной эластичности
- Сверхбыстрое время обработки и схватывания
- Тиксотропия
- Аромат ванили, обладающий антирвотным эффектом



30"



1'05"



45"

ртодонтии.



## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстрое впитывание воды
- Простота замешивания
- Ровные и компактные поверхности
- Возможность длительного хранения оттисков
- Гарантия: 5 лет



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Время смешивания	30"
Время обработки*	1' 05"
Время пребывания в полости рта	45"
Время схватывания	1' 50"
Упругое восстановление	98%
Остаточная деформация	11%
Сопротивление сжатию	1,2 МПа

\* С начала смешивания



## Тип упаковки

C302145 ORTHOPRINT	1 пакет 500 г
C302161 ORTHOPRINT INTRO KIT	2 пакета по 500 г + набор мерников + контейнер
C302171 ORTHOPRINT	Один пакет с одной дозой 18 г
C302240 TROPICALGIN	1 пакет 453 г
C302242 TROPICALGIN INTRO KIT	2 пакета по 453 г + набор мерников + контейнер
C302245 TROPICALGIN	Один пакет с одной дозой 21 г
C302070 HYDROGUM 5	1 пакет 453 г
C302071 HYDROGUM 5 INTRO KIT	2 пакета по 453 г + набор мерников + контейнер
C302075 HYDROGUM 5	Один пакет с одной дозой 21 г
C302025 HYDROGUM	1 пакет 500 г
C302041 HYDROGUM INTRO KIT	2 пакета по 500 г + набор мерников + контейнер
C302051 HYDROGUM	Один пакет с одной дозой 18 г
C302060 HYDROGUM SOFT	1 пакет 453 г
C302044 HYDROGUM SOFT	Один пакет с одной дозой 18 г
C302205 NEOCOLLOID	1 пакет 500 г
C302221 NEOCOLLOID INTRO KIT	2 пакета по 500 г + набор мерников + контейнер
C302230 NEOCOLLOID	Один пакет с одной дозой 18 г
C302086 PHASE PLUS	1 пакет 453 г
C302111 PHASE PLUS	Один пакет с одной дозой 18 г

## Оборудование

C303230	ALGHAMIX II Автоматический смеситель для альгинатов (230 В)
---------	-------------------------------------------------------------

## Аксессуары

C300990	ШПАТЕЛИ ДЛЯ АЛЬГИНАТОВ упак. 6 шпателей
C300992	РЕЗИНОВАЯ ЧАШКА ДЛЯ ЗАМЕШИВАНИЯ
C300960	LONG LIFE BAG Упаковка 100 герметичных пакетов
C400431	ALGITRAY LIQUID Раствор для удаления альгината с оттисковой ложки. Флакон 2 л
C400430	ALGITRAY POWDER Банка 1 кг + мерники
C300900	1 комплект мерников для Hydrogum 5 (1 воды + 1 порошка)
C300910	1 комплект мерников для альгинатов (1 воды + 1 порошка)

## Аксессуары для оборудования

XR0250600	Чашка 350 куб.см для альгината, голубая
XR0250601	Чашка 350 куб.см для альгината, оранжевая
XR0250602	Чашка 350 куб.см для альгината, синяя
XR0250603	Чашка 350 куб.см для альгината, зеленая
XR0250604	Чашка 350 куб.см для альгината, белая
XR0250606	Чашка 350 куб.см для альгината, серая
XR0250650	Чашка 600 куб.см для гипсов, серая
C303030	Смесительный блокнот на 20 листов для Alghamix II
XR0250670	Диск для замешивания силиконов для Alghamix II + 3 смес. блокнота
C207200	Шпатель для силиконов

## BRANCH

**GERMANY**  
Zhermack GmbH  
Deutschland  
Öhlmühle 10 - D-49448 Marl  
Tel. +49 - 0 54 43 / 20 33 - 0  
Fax +49 - 0 54 43 / 20 33 - 11  
info@zhermack.de  
www.zhermack.com

**POLAND**  
Zhermapol  
ul. Augustówka 14  
02 - 981 Warszawa - Polska  
Tel. +48 - 22 858 82 72  
+48 - 858 73 41  
Fax +48 - 22 642 07 14  
biuro@zhermapol.pl  
www.zhermack.com

**USA**  
Zhermack Inc.  
P.O. Box 4195, River Edge  
New Jersey 07661-4195  
Tel. +1 (877) 819-6206  
+1 (732) 389 8540  
Fax +1 (732) 389 8543  
info@zhermackusa.com  
www.zhermackusa.com

## COUNTRY CONTACTS

**UK AND IRELAND**  
Tel. +44 - 07870 690811  
uk@zhermack.com

**SPAIN**  
Tel. 900 99 39 52  
info.spain@zhermack.com

**FRANCE**  
Tel. 0800 - 915083  
info.france@zhermack.com

**RUSSIA**  
Tel. +7 916 930 1191  
info.russia@zhermack.com

**MEXICO AND CENTRAL AMERICA**  
Tel. +52 - 1 - 55 - 91980497  
info.mexico@zhermack.com

**SOUTH AMERICA**  
Tel. +57 - 310 - 2601777  
info.colombia@zhermack.com

## Zhermack SpA

Via Bovazecchino, 100 - 45021 Badia Polesine (RO) ITALY  
Tel. +39 - 0425 597611 Fax +39 - 0425 53596 info@zhermack.com www.zhermack.com