



АБРАЗИВЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ

2016



COMPOSITE/COMPOSITE FINE

Инструменты для обработки микро- и гибридных композитов

Для углового наконечника (CA): min рекомендовано 10.000 – 12.000 MAX 20.000 Давление 0,5 N

Назначение:

- первоклассное финирирование микро- и гибридных композитов без повреждения эмали
- безопасное удаление остатков цемента после брекетов
- **Composite Fine** (белая маркировка) - для длительного блеска композитных реставраций
- головки в форме кубков и дисков – для надежной полировки субгингивальных и межзубных поверхностей
- головки в форме груша и миди-конус – для полировки окклюзионных и язычных поверхностей



Форма		Валик	Линза	Колесо	Диск	Кубок	Груша	IC	Миди-конус
ISO No.		040	090	090	160	080	033	090	040
CompoSite	CA	0191	0192	0193	0194	0195	0196	0197	0198
	FG	-	-	-	-	-	-	-	0199
CompoSite Fine	CA	0291	0292	0293	0294	0295	0296	0297	0298
	FG	-	-	-	-	-	296B	-	0299



PN	Количество	Продукт
0191-0299, 296B	12 шт.	CompoSite/ CompoSite Fine, CA и FG наконечник

ONEGLOSS/ ONEGLOSS PS

Инструменты для обработки композитных реставраций

Для ONEGLOSS: мин рекомендовано 3.000 – 10.000 MAX 15.000

Давление: 0,3 N полирование, 1,0 N финирирование

ONEGLOSS и **ONEGLOSS PS** позволяют выполнить финирирование и полировку композитных пломб одним инструментом.

Инструменты **ONEGLOSS** состоят из высококонцентрированной окиси алюминия и силикона в качестве связующей основы.

Качество работы определяется в зависимости от изменения прилагаемого усилия:

- Усилие примерно в 1,0 Newton - финирирование с подачей воды
- Усилие примерно в 0,3 Newton - полировка

Назначение:

- Финирирование и полировка всех реставраций
- Удаление изменений цвета на поверхности без повреждения зубной эмали
- Удаление фиксирующих цемента
- Удаление цемента и полировка эмали после снятия брекетов и удаления налета

					
Форма	Кубок	Мидиконус	IC	Миниконус	Мандрель
ISO No.	060	060	100	030	-
	0181	0182	0183	0186	0435

PN	Количество	Продукт
0180	1 кор.	Набор OneGloss: 60 несмонтированных полиров (по 20 шт. кубок, мидиконус, IC) и 3 шт. СА мандрели
0181-0183	1 кор.	OneGloss 50шт. несмонтированные формы: кубок, мидиконус, IC
0186	12 шт.	OneGloss миниконус смонтированный, СА наконечник
0435	6 шт.	СА мандрель

PN	Количество	Продукт
0175	1 кор.	Набор OneGloss PS – 50шт.: 15 шт. кубок, 15 шт. IC, 20шт. мидиконус. Каждый в отдельной упаковке
0176	50 шт.	OneGloss PS форма кубок в отдельной упаковке
0177	50 шт.	OneGloss PS форма мидиконус в отдельной упаковке
0178	50 шт.	OneGloss PS форма IC в отдельной упаковке

SUPER-SNAP SUPERBUFF

Инструмент для получения глянцевой поверхности прямых и не прямых композитных реставраций

Мин рекомендовано 8.000 – 12.000 MAX 15.000 Давление 0,8N

SuperBuff - пропитанные пастой фетровые диски, которые нужно только увлажнить водой. Диски одноразового применения. Простое применение. Повторное использование дискодержателя.



PN	Количество	Продукт
0535	1 кор.	Super-Snap SuperBuff kit 25 дисков, 2 мандрели, СА наконечник
0536	50 шт.	Диски Super-Snap SuperBuff
0438	6 шт.	FG мандрели
0439	6 шт.	СА мандрели

SUPER-SNAP BUFF DISK & BUFF MINI-DISK

Мин рекомендовано 10.000 – 12.000 MAX 15.000 Давление 0,3 N – 0.6 N

Диски **Super-Snap Buff** и **Mini Buff** - это диски, верхняя поверхность которых покрыта слоем фетра, удерживающего полировочные пасты.

Полировки с минимальным усилием достаточно для получения глянцевой поверхности керамики и композита. Тонкий гибкий диск принимает форму любой поверхности зуба.

Наилучшие результаты при применении дисков достигаются в соединении с полировочными пастами фирмы Shofu.

PN	Количество	Продукт
L523	25 шт.	Super-Snap Buff Disk + 1 мандрель для углового СА наконечника
L524	25 шт.	Super-Snap Buff Mini-Disk + 1 СА мандрель
0438	6 шт.	FG мандрели
0439	6 шт.	СА мандрели

НАБОРЫ

CERAMASTER FINISHING & POLISHING KIT



Набор для финирирования и полировки

Для предварительной и окончательной полировки керамических реставраций.

Набор содержит:

Камни **Dura-Green** 3 шт.

Камни **Dura White** 3 шт.

CeraMaster Coarse форма линза, кубок, мидиконус

CeraMaster формы линза, кубок, мидиконус

Камни **Dura-Green** — центрованные быстрорежущие камни, изготовленные из высококачественного карбида кремния (карборунд) и специально предназначенные для быстрого безосколочного контурирования и финирирования керамики, композита, драгметаллов и амальгамы. Камни **Dura White** — шлифовальные камни, изготовленные из окиси алюминия, имеют чрезвычайно мелкую зернистость и отлично центрованы.

CeraMaster разработан специально для получения глянцевых керамических поверхностей. Они идеальны для использования в кабинете и в лаборатории. Специфическая силиконовая смесь и распределение алмазных частичек делает **CeraMaster** лучшим выбором для полировки керамики.

PN	Количество	Продукт
0332	1 шт.	Набор CeraMaster Finishing & Polishing, СА наконечник

PORCELAIN VENEER KIT



Набор для обработки керамических виниров

Набор включает:

Robot Points Standard 1 шт.

Robot Points Fine 2 шт.

T&F Hybrid Points 3 шт.

Dura White 2 шт.

Ceramiste Standard по 1 шт. линза и колесо

Ceramiste Ultra по 1 шт. линза, колесо, кубок

Ceramiste Ultra II по 1 шт. линза, колесо, кубок

Камни **Dura White** – шлифовальные камни, изготовленные из окиси алюминия, имеют чрезвычайно мелкую зернистость и отлично центрованы.

Ceramiste Standard – силиконовые головки специально разработанные для полировки керамики и зубной эмали.

Последовательность следующая:

Standard – предварительная полировка

Ultra (желтая маркировка) – полировка

Ultra II (белая маркировка) – глянецвание

PN	Количество	Продукт
0300	1 шт.	Набор Porcelain Veneer: комбинация CA-FG наконечников

ENAMEL ADJUSTMENT KIT



Набор для обработки эмали

Набор включает:

Dura White 3 шт.

Ceramiste Standard по 1 шт. линза, колесо, валик

Ceramiste Ultra по 1 шт. линза, колесо, валик

Ceramiste Ultra II по 1 шт. линза, колесо, валик

Камни Dura White – шлифовальные камни,

изготовленные из окиси алюминия, имеют чрезвычайно мелкую зернистость и отлично центрованы.

Ceramiste Standard – силиконовые головки специально разработанные для полировки керамики и зубной эмали.

Последовательность следующая:

Standard – предварительная полировка

Ultra (желтая маркировка) – полировка

Ultra II (белая маркировка) – глянецвание

PN	Количество	Продукт
0307	1 шт.	Набор Enamel Adjustment, CA наконечник

PORCELAIN ADJUSTMENT KIT



Набор для обработки керамики

Dura White 3 шт.

Ceramiste Standard 3 шт.

Ceramiste Ultra 3 шт.

Ceramiste Ultra II 3 шт.

Камни Dura White – шлифовальные камни, изготовленные из окиси алюминия, имеют чрезвычайно мелкую зернистость и отлично

центрованы.

Ceramiste Standard – силиконовые головки специально разработанные для полировки керамики и зубной эмали.

Последовательность следующая:

Standard – предварительная полировка

Ultra (желтая маркировка) – полировка

Ultra II (белая маркировка) – глянцеование

PN	Количество	Продукт
0301	1 шт.	Набор Porcelain Adjustment kit, HP наконечник

NP ALLOY ADJUSTMENT KIT



Набор для сплавов, не содержащих драгметаллов

Для работы в лаборатории и в кабинете

Набор содержит:

Камни Lab White 10 шт. разных форм

Полиры Hardie Black 2 шт. форма PC2

Камни Lab White изготовлены из чистой окиси алюминия, не содержат углерода, поэтому не загрязняют поверхность. Предназначены для финирирования полудрагоценных сплавов и

сплавов, не содержащих драгметаллов.

Полиры Hardie Black - силиконовые полиры, содержащие высококачественное полировочное средство для полировки твердых сплавов на основе палладия, хром/кобальта и хром/никеля.

Полиры Hardie Black используются для финирирования и предварительной полировки.

PN	Количество	Продукт
0311	1 шт.	Набор NP Alloy Adjustment, HP наконечник

COMPOSITE TECHNIQUE KIT



Набор для композитных реставраций

В два этапа от финирирования к глянцеованию.

Быстро, просто и без дополнительных инструментов полирами

Composite/Composite Fine выполняется финирирование и полировка всей поверхности реставрации.

Набор включает:

Dura White 2 шт.

Composite: по 1 шт. валик, линза, колесо, диск, кубок,

мидиконус, груша, IC

Composite Fine: по 1 шт. валик, линза, колесо, диск, кубок, мидиконус, груша, IC

Камни Dura White – шлифовальные камни, изготовленные из окиси алюминия, имеют чрезвычайно мелкую зернистость и отлично центрованы.

Composite/Composite Fine:

- первоклассное финирирование микро- и гибридных композитов без повреждения эмали
- безопасное удаление остатков цемента после брекетов
- **Composite Fine** (белая маркировка) - для длительного блеска композитных реставраций
- головки в форме кубков и дисков – для надежной полировки субгингивальных и межзубных поверхностей

- головки в форме груша и миди-конус – для полировки окклюзионных и язычных поверхностей

PN	Количество	Продукт
0322	1 шт.	Набор Composite Technique, СА наконечник

COMPOSITE FINISHING KIT



Набор для финирирования композитов

Набор включает:

Dura Green 6 шт. различных форм

Dura White 6 шт. различных форм

Камни Dura-Green – центрованные быстрорежущие камни, изготовленные из высококачественного карбида кремния (карборунд) и специально предназначенные для быстрого безосколочного контурирования и финирирования керамики,

композита, драгметаллов и амальгамы

Камни Dura White – шлифовальные камни, изготовленные из окиси алюминия, имеют чрезвычайно мелкую зернистость и отлично центрованы.

PN	Количество	Продукт
0306	1 шт.	Набор Composite Finishing, СА наконечник
0302	1 шт.	Набор Composite Finishing, FG наконечник

COMPOSITE POLISHING KIT



Набор инструментов для финирирования и полировки композитов

Камни Dura-Green для грубой обработки и удаления излишков, **камни Dura-White** для финирирования. Инструменты **Composite** для предварительной полировки. Полиры **Composite Fine** для глянцеваания без повреждения эмали.

Набор включает:

Dura-Green 2 шт.

Dura-White 2 шт.

Composite по 2 шт.: валик, линза, колесо

Composite Fine по 1 шт.: кубок и диск

PN	Количество	Продукт
0310	1 шт.	Набор Composite Polishing, СА наконечник

ЧТУП «ВМК-Дент»

Республика Беларусь

220012 г. Минск ул. Академическая, 17-2н, комната 3

тел.: (+375 17) 331 13 88, 331 14 30, 331 12 41

Velcom +375 29 684 89 10

МТС +375 29 597 94 49

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: shop.vmk-dent.by