

Виртуозность в Ваших руках

X-SMART

Простой и надежный мотор для стоматологов
общей практики



DENTSPLY
MAILLEFER

X-SMART

компактный, легкий, простой в использовании

Технические характеристики:

- Аппарат может работать от встроенного аккумулятора и от сети переменного тока через адаптер, входящий в комплект поставки
- Время полной зарядки батареи – 5 часов
- Время работы при полностью заряженной батарее – до 2-х часов (в зависимости от нагрузки)
- Наконечник с микромотором и двухвариантным выключателем комплектуется сменной головкой с редукцией 16:1. Сменная головка фиксируется в наконечнике в 6 положениях через каждые 60° по кругу
- Включение и выключение микромотора осуществляется кнопкой на наконечнике двумя вариантами. Предусмотрена также возможность подключения педали (поставляется отдельно)
- Также возможен в комбинации со стартовым набором PROTAPER® kit

Легкий наконечник (92 г)
с удобным выключателем

Большой жидкокристаллический экран

Выбор варианта автореверса

Диапазон скоростей*:
от 120 до 800 об./мин

Диапазон значений торка*:
от 0,6 до 5,2 Н.см

9 легконастраиваемых программ

* при редукции 16:1

Эндодонтический мотор X-SMART REF A 1004
Наконечник, редукция 16:1 X-SMART REF A 1006



DENTSPLY
MAILLEFER

Dentsply Russia Limited
121069, Россия, Москва,
ул. Малая Никитская, д. 27, стр. 2
Тел.: (495) 202 30 11, 203 37 20
Факс: (495) 203 45 51
E-mail: info@dentsply.ru