



Жидкотекучий нанокompозитный материал Filtek™ Ultimate Flowable



Идеальное дополнение
к Вашему композиту



Уникальная нанотехнология в композитных материалах 3M ESPE

В основе жидкотекучего композита Filtek™ Ultimate Flowable лежит также уникальная запатентованная технология создания кластеров, состоящих из наночастиц, что и в универсальном композите Filtek™ Ultimate. Истинная нанотехнология 3M ESPE обеспечивает материалу ряд преимуществ:

- Отличная эстетика
- Непревзойденная стойкость блеска**
- Высокая износостойчивость

Управляемая текучесть

Жидкотекучий композит 3M™ ESPE™ Filtek™ Ultimate Flowable обладает свойством тиксотропности, то есть управляемой текучести. Поэтому его очень легко вносить в полость из шприца, легко распределять по дну и стенкам полости. При этом материал отлично держит форму, если на него не оказывается никакого давления, что очень удобно при работе на вертикальной поверхности.

* 10 лет использования уникальной нанотехнологии 3M ESPE в композитных материалах.


3M ESPE

Назначение

Физические характеристики жидкотекучего композита Filtek™ Ultimate Flowable позволяют использовать его для широкого круга показаний:

- Реставрация полостей по III и V классам
- Реставрация неглубоких полостей
- Базовая/лайнерная прокладка под прямые реставрации
- Починка небольших дефектов в непрямых реставрациях
- Герметизация фиссур
- Блокирование поднурений

** По сравнению с конкурирующими композитами, участвовавшими в тесте



Реставрация в пришеечной области с использованием жидкотекучего композита Filtek™ Ultimate Flowable, оттенок А3,5

Доктор Гюннар Райх, Мюнхен

Основные преимущества

- Управляемая текучесть
- Много показаний для использования
- Отличная эстетика
- Непревзойденная стойкость блеска**
- Высокая износостойчивость

Информация для заказа

Артикул	Комплектация
3930A1	Filtek Ultimate Жидкотекучий - Рефил: оттенок А1 2 шприца (по 2 г.), 20 канюль
3930A2	Filtek Ultimate Жидкотекучий - Рефил: оттенок А2 2 шприца (по 2 г.), 20 канюль
3930A3	Filtek Ultimate Жидкотекучий - Рефил: оттенок А3 2 шприца (по 2 г.), 20 канюль
3930A3.5	Filtek Ultimate Жидкотекучий - Рефил: оттенок А3.5 2 шприца (по 2 г.), 20 канюль
3930A4	Filtek Ultimate Жидкотекучий - Рефил: оттенок А4 2 шприца (по 2 г.), 20 канюль
3930B1	Filtek Ultimate Жидкотекучий - Рефил: оттенок В1 1 шприц (по 2 г.), 20 канюль
3930B2	Filtek Ultimate Жидкотекучий - Рефил: оттенок В2 1 шприц (по 2 г.), 20 канюль
3930C2	Filtek Ultimate Жидкотекучий - Рефил: оттенок С2 1 шприц (по 2 г.), 20 канюль
3930D2	Filtek Ultimate Жидкотекучий - Рефил: оттенок D2 1 шприц (по 2 г.), 20 канюль
3930W	Filtek Ultimate Жидкотекучий - Рефил: оттенок W 1 шприц (по 2 г.), 20 канюль
3930XW	Filtek Ultimate Жидкотекучий - Рефил: оттенок XW 1 шприц (по 2 г.), 20 канюль
39300A3	Filtek Ultimate Жидкотекучий - Рефил: оттенок ОА3 1 шприц (по 2 г.), 20 канюль

3M ESPE

Материалы для стоматологии

3M Россия

Центральный офис и Технологический Центр

121614, Москва, ул. Крылатская, д.17 стр.3

Бизнес-парк «Крылатские Холмы»

Тел.: +7 (495) 784 7474 (многоканальный)

Тел.: +7 (495) 784 7479 (call-центр)

Факс: +7 (495) 784 7475

www.3mespe.ru

3M, ESPE, Filtek, логотип 3M ESPE являются зарегистрированными товарными знаками 3M или 3M Deutschland GmbH.

© 3M 2013. Все права защищены.