

РАСПРОДАЖА

лента UFM DENTAPREG

Лента UFM – это:

Ультратонкая 0,1 мм лента-сетка шириной 4 мм
(растягивается до 10 мм)

Истинное стекловолокно: высокий модуль упругости,
химическая связь с композитом

Импрегнация ленты в заводских условиях: гарантия
гомогенной импрегнации, экономия времени и средств

Исключительная адаптируемость

Когда использовать ленту?

Армирование композитных реставраций,
композитных виниров

Починка реставраций, сколов керамики

**Лента 5 см
20,00 руб.**



+375 17 331 13 88
+375 29 684 89 10